


# 您的解决方案



## 了解 Bellman® Audio Maxi

### 出眾的音質

您還記得那舊式的盒式錄音帶嗎？音樂有雜音而且操作困難。而Maxi的聲音技術完全數碼化並使用了現代CD/DVD機器工藝。超常清晰的聲音使您長時間使用Maxi也不會覺得疲憊。



### 簡單的操作

Maxi的設計非常人性化。橡膠材料的周邊，或握或放都不易滑落。控制器使用簡單，更方便視力不好或手指不靈活的人使用。

### 高品質

Maxi是由瑞典的Bellman & Symfon®公司設計的，有兩年的保養期。

**Bellmanaudio**  
FOR EASY COMMUNICATION

# 您熟悉以下狀況嗎？



## 有聽力障礙嗎？



### 在與人單獨交談時？

在和朋友或親戚交談的時候您是否會答非所問？



### 在會議和用餐時？

在進行會議或家庭聚會的時候您是否難以跟上別人的對話？



### 在看電視時？

在正常的音量下看電視您是否會聽漏一些詞句？



### 在開車時？

在有雜音的環境裏譬如開車時，您是否覺得與同行者交談有困難？

## 改善聽力的捷徑



### 來自瑞典的日常生活聽力解決方案

20年來，瑞典Bellman & Symfon 公司一直為提高聽障人士的生活品質而不斷努力。組成Bellman Audio系列的聽力解決方案是通過與聽力專家、使用者和專業設計師的緊密合作並經過適當實踐發展而來。這就保證產品擁有超凡的音質並且操作簡便。



請部  
Bellman & Symfon Europe AB  
S. Långebergsgatan 30  
421 32 Västra Frölunda  
Sweden  
Phone: +46 31 68 28 20  
Fax: +46 31 68 28 90  
E-mail: info@bellman.com  
www.bellman.com

中國公司  
Bellman & Symfon 亞洲有限公司  
中國廣州環市東路339號  
廣東國際大酒店  
主樓1115-16室 510095  
電話: +86 20 8318 2950  
傳真: +86 20 8333 5528  
E-mail: info.cn@bellman.com  
www.bellman.cn

©2008. Bellman & Symfon AB, Bellman®, bellman®, Visit and Bellman & Symfon® 是註冊商標。為Bellman & Symfon® AB所擁有并保留所有權利。所有的產品設計都有專利。

827020\_01785H001\_CN\_L47H7

# 了解用數碼技術改善聽力的捷徑



## 在與人單獨交談時？



### 如何工作？

Maxi的內置麥克風通過數碼技術接收並擴大音量。您通過耳機、耳塞或環頸圈接收聲音。  
Maxi還有內置的揚聲器，和感應線圈系統一起使用，使其更適用於公共場所。



## 在會議和用餐時？



### 立體聲耳機 - 使用方便

立體聲耳機帶有高品質的聲音效果。耳機使用方便而且敏感性強、結實、美觀。

型號:BE9122



### 立體聲耳塞 - 別具一格的外觀

立體聲耳塞帶有卓越的聲音效果。輕巧舒適的立體聲耳塞使用方便。

型號:BE9124



### 環頸圈 - 配合您的助聽器

環頸圈使用揚聲器把聲音傳到助聽器。把Maxi放置在電視的喇叭旁或用電線連接到電視。Maxi就像一部可移動的擴音器讓聲音更清晰。

型號:BE9128



## 在看電視時？



### 轉換線 - 連接高科技儀器

用轉換線連接Maxi和電視並享受完全立體聲的高品質音效。  
如果您在傾聽時按下按鈕M，不需要摘下聽力設備也能聽到周圍人說話。

型號:BE9126



### 外接麥克風 - 方便開會和聆聽電視

專為配合電視單聲道聆聽而設計。把麥克風放在電視的喇叭旁。也可以用於會議和用餐時擴音。

型號:BE9127



## 在開車時？



### Bellman Audio Maxi

Maxi在出貨時配有一個美觀的包裝，無論是自己使用或送人，它都能滿足您的需要。使用Maxi幫助您解決聽力問題，您會發現改進聽力原來如此簡單。

### Maxi隨裝物品

- Maxi數碼溝通輔助器
- 可供選擇的聽力設備（耳機、耳塞或環頸圈，選購）
- 電視轉換線
- 兩年保養卡

### 聯繫我們

請聯繫授權的Bellman Audio Maxi經銷商或直接聯繫 Bellman & Synton亞洲有限公司（請看背面）。

